




КРИСТАЛЛ

КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ


КАТАЛОГ ФРЕЗ ДЛЯ МАНИКЮРА



Клик на логотип в верхнем углу переносит на страницу с оглавлением
Clicking on the logo in the top corner redirects to the table of contents page



Клик на название подраздела переносит на страницу с видами форм
Clicking on the subsection title redirects to the page with shapes overview





КРИСТАЛЛ

КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

КАТАЛОГ ФРЕЗ ДЛЯ МАНИКЮРА

Оглавление | *Table of content:*

Введение <i>Introduction</i>	1
О заводе "Кристалл" <i>About the "Kristall" factory</i>	2
РУ и ISO <i>Registration certificate and ISO</i>	3
Алмазные фрезы для маникюра <i>Diamond nail bits</i>	5
Степени зернистости алмазных фрез <i>Diamond bits grit levels</i>	6
Анатомия пальца <i>Fingertip anatomy</i>	7
Нумерация ISO <i>ISO numeration</i>	7
Виды форм алмазных фрез <i>Diamond bits shapes overview</i>	8
Алмазные фрезы "Кристалл" <i>"Kristall" Diamond bits</i>	9
Алмазные фрезы "Кристалл" Торнадо <i>"Kristall" Tornado Diamond bits</i>	19
Алмазные фрезы "Тайфун" <i>"Typhoon" Diamond bits</i>	22
Твердосплавные фрезы <i>Tungsten carbide burs</i>	27
Виды форм твердосплавных фрез <i>Tungsten carbide burs shapes overview</i>	28
Цветовой код исполнения режущей части твердосплавных фрез <i>Color code of the cutting part of tungsten carbide burs</i>	29
Твердосплавные фрезы "Кристалл" <i>"Kristall" tungsten carbide burs</i>	32
Твердосплавные безопасные фрезы <i>Safe tungsten carbide burs</i>	45
Твердосплавные для левшей <i>Left-handed tungsten carbide burs</i>	46
Твердосплавные фрезы "Тайфун" <i>"Typhoon" tungsten carbide burs</i>	50
Твердосплавные фрезы "Тайфун Про" <i>"Typhoon Pro" tungsten carbide burs</i>	56

"Инструмент, создающий эксперта."

Ваши достижения – наша цель."



Зотова Светлана Николаевна
основатель завода "Кристалл"

Дорогие мастера, коллеги, друзья!

Как основатель завода "Кристалл", я хочу поделиться с вами тем, что движет нами каждый день, что составляет основу нашей миссии.

"Кристалл" – это не просто производитель инструментов для стоматологов и мастеров маникюра и педикюра. Мы – команда единомышленников, объединенных одной глобальной целью: способствовать развитию бьюти-индустрии и медицины, делая ваш труд эффективнее, безопаснее и, конечно, успешнее.

Мы искренне верим, что именно вы, мастера своего дела, являетесь движущей силой этих отраслей. Ваши талантливые руки, ваши креативные идеи и ваше стремление к совершенству делают мир красивее и здоровее. Каждая ваша безупречная процедура – это вклад в общее дело, это кирпичик в фундаменте индустрии, которая дарит людям уверенность и радость.

Мы видим, как растет ваш профессионализм, как вы покоряете новые вершины, и это вдохновляет нас создавать инструменты, которые будут соответствовать вашим самым высоким требованиям. Мы постоянно совершенствуемся, внедряем инновационные технологии и используем только лучшие материалы, чтобы вы могли творить без ограничений.

Именно поэтому мы говорим: "Инструмент, создающий эксперта. Ваши достижения – наша цель".


Мы гордимся тем, что можем быть частью вашего пути к успеху. Мы стремимся предоставить вам не просто инструмент, а надежного партнера, который поможет вам раскрыть свой потенциал, достичь поставленных целей и стать настоящими профессионалами своего дела.

Спасибо вам за ваш труд, за вашу преданность профессии и за ваш вклад в развитие бьюти-индустрии. Мы верим в вас и готовы поддерживать вас на каждом этапе вашего профессионального пути!

*С уважением и верой в ваш успех,
Зотова Светлана Николаевна,
основатель завода "Кристалл".*

О заводе "Кристалл"

В самом сердце Казани, где встречаются традиции и инновации, расположился завод медицинских изделий **"Кристалл"** – предприятие с богатой историей и амбициозными планами на будущее. Путь "Кристалла" на рынке медицинских инструментов начался **в 2006 году**, когда была основана компания. Изначально компания занималась поставками стоматологической продукции, обеспечивая торговые фирмы, клиники и зуботехнические лаборатории всем необходимым.



В 2009 году "Кристалл" совершил важный шаг, запустив собственный цех по производству твердосплавных фрез. Это было смелое решение, требующее значительных усилий и стратегического подхода. Благодаря грамотному руководству и команде талантливых специалистов, в 2011 году "Кристалл" добился впечатляющего роста, увеличив производственные объемы на 80%.

Забота о качестве и безопасности продукции – один из главных приоритетов компании. Подтверждением этого стало получение **15 июля 2018 года** сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 13485. Этот стандарт является гарантом того, что все процессы на предприятии, от разработки до производства и реализации продукции, соответствуют самым высоким требованиям в сфере медицинских изделий.

В 2018 году был запущен удобный и функциональный интернет-магазин, предоставляя клиентам широкий доступ к ассортименту продукции.

Начиная с 2010 года, компания активно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, уделяя особое внимание подтверждению соответствия требованиям безопасности и эффективности.

Первым важным шагом стало получение 3 ноября 2010 года первого регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения, а именно на фрезы зуботехнические твердосплавные "Кристалл"

(РУ №ФСР 2010/09149).

В 2012 году компания получила регистрационное удостоверение на наконечники стоматологические "Кристалл" (РУ №ФСР 2012/13247 от 21 марта 2012 года), что стало еще одним подтверждением высокого качества и безопасности продукции.

В 2020 году "Кристалл" представил рынку уникальные линейки фрез "Тайфун" и "Тайфун Про", разработанные с учетом потребностей мастеров nail-индустрии и подологов. Инновационные технологии, лежащие в основе этих фрез, обеспечивают максимальную безопасность и минимизируют риск повреждения ногтевой пластины.

В 2021 году была проведена масштабная модернизация производства, с заменой устаревшего оборудования на современные роботизированные комплексы, что позволило значительно повысить эффективность и точность производственных процессов.

21 декабря 2022 года компания получила регистрационное удостоверение на боры стоматологические с алмазными головками "Кристалл" (РУ №РЗН 2022/19193), открыв новую страницу в производстве высокотехнологичного стоматологического инструмента. В этом же году был запущен собственный гальванический цех, что позволило компании контролировать весь процесс производства алмазных боров, гарантируя их высокое качество и надежность.

29 ноября 2023 года стали важной датой в истории компании, поскольку в этот день были получены регистрационные

удостоверения сразу на два вида продукции: полоски стоматологические алмазные "Кристалл" (РУ №РЗН 2023/21589) и диски зуботехнические алмазные "Кристалл" (РУ №РЗН 2023/21600), что значительно расширило ассортимент предлагаемых инструментов. В этом же году было запущено производство турбинных боров и представлена инновационная линейка алмазных фрез "Тайфун" с жемчугом.

Наконец, **6 мая 2024 года** компания получила регистрационное удостоверение на боры стоматологические твердосплавные "Кристалл" (РУ №РЗН 2024/22591), что подтвердило высокое качество и соответствие требованиям безопасности данной продукции.

В 2024 году "Кристалл" продолжил расширять ассортимент, запустив производство алмазных дисков, стремясь удовлетворить все потребности своих клиентов.

Завод "Кристалл" заслуженно занимает лидирующие позиции на рынке, своевременно предлагая самые актуальные инструменты для мастеров маникюра, педикюра и стоматологов.

Сегодня Казанский завод медицинских изделий "Кристалл" – это символ стабильности, высокого качества и безупречной репутации, подтвержденной временем. Это предприятие, которое постоянно совершенствуется, внедряет инновационные технологии и предлагает своим клиентам только лучшие решения для стоматологии и nail-индустрии.



Мельников Валерий Петрович
инженер отдела контроля качества завода "Кристалл"

Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры и клиенты!

С вами Валерий Мельников, инженер по качеству завода медицинских изделий "Кристалл". Сегодня я хотел бы простыми словами рассказать о двух важных понятиях в нашей отрасли: РУ (Регистрационное удостоверение) и ISO (Международная организация по стандартизации).

Что такое Регистрационное Удостоверение (РУ)?

Представьте, что это как паспорт для медицинского изделия. Его выдает специальный государственный орган в России – Росздравнадзор. Этот "паспорт" подтверждает, что изделие прошло все необходимые

проверки, экспертизы в лабораторных условиях, безопасно в использовании и соответствует высоким стандартам качества, установленным в России. Без этого "паспорта" производить и продавать медицинские изделия в нашей стране нельзя. Это гарантия того, что продукция проверена и не навредит вашему здоровью.

Что такое ISO (Международная организация по стандартизации)?

ISO – это международная организация, которая занимается выпуском стандартов для разных отраслей. Соответствие её стандартам говорит о том, что продукция и услуги отвечают требованиям к качеству, признанным во всем мире.


В нашей отрасли, один из важных стандартов - ISO 13485. Этот стандарт говорит о том, как должна быть организована работа на предприятии, которое производит медицинские изделия. Он охватывает все этапы: от разработки до выпуска готовой продукции. Если у компании есть сертификат ISO 13485, это значит, что ее система управления качеством соответствует международным требованиям.

Что это дает вам?

Проще говоря, соответствие стандарту ISO – это гарантия высокого качества производства, признанного на мировом уровне. Это значит, что компания внедрила строгие правила и постоянно следит за их соблюдением, чтобы вы получали только лучшие и проверенные продукты.

Мы в "Кристале" гордимся тем, что наша продукция соответствует как российским (РУ), так и международным (ISO) стандартам качества и безопасности. Мы постоянно работаем над улучшением наших процессов, чтобы предлагать вам только лучшие решения для здоровья!

*Благодарим за внимание! С уважением,
Мельников Валерий Петрович,
инженер отдела качества,
Завод медицинских изделий "Кристалл".*



Сертификаты:

РЗН 2016/4674 от 6 декабря 2024, РЗН 2022/19193 от 25 октября 2025, ГОСТ ISO 13485 - 2017

Алмазные фрезы для маникюра

Diamond nail bits




Алмазная фреза – это вращающийся инструмент, на рабочую поверхность которого нанесена алмазная крошка. При производстве фрез "Кристалл" используется высококачественное алмазное напыление, обеспечивающее долговечность, износостойкость и превосходные абразивные свойства. В этом разделе вы найдете подробное описание каждой алмазной фрезы, с указанием ее назначения, преимуществ и рекомендаций по применению.

A diamond bit is a rotary tool with a working surface coated with diamond grit. In the production of "Kristall" bits, high-quality diamond coating is used, ensuring durability, wear resistance, and excellent abrasive properties. In this section, you will find a detailed description of each diamond bit, including its purpose, benefits, and usage recommendations.


Степени зернистости алмазных фрез:

Diamond bits grit levels:





Желтая (Экстремелкая):
Область применения:
Финальная шлифовка и
полировка кутикулы после
маникюра

Yellow (Extra-fine):
*Application: Final buffing and
polishing of the cuticle after a
manicure*




Красная (Мелкая):
Область применения:
Обработка кожи, шлифовка
ногтевой пластины,
шлифовка кожи после среза

Red (Fine):
*Application: Skin treatment, nail
plate buffing, and skin polishing
after cutting*




Синяя (Средняя):
Область применения:
Обработка более грубой кожи
с трещинками и заусенцами

Blue (Medium):
*Application: Treatment of
rougher skin with small cracks
and hangnails*




Зеленая (Грубая):
Область применения:
Удаление плотных,
огрубевших участков кожи,
используются в подологии и
педикюре

Green (Coarse):
*Application: Removal of dense,
hardened skin areas; used in
podology and pedicure*



Анатомия пальца | *Fingertip anatomy:*



Нумерация ISO | *ISO Numeration:*



137 Цилиндр закругленный
Round cylinder

L 80 мм

836	104.137.080	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 031	Ø 040	Ø 050
836	104.137.080	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 031	Ø 040	Ø 050

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Срез и шлифовка кутикулы
- Обработка мозолей
- Обработка межпальцевых зон



856

Зернистость
Grit size

104.137.080

Для прямого
наконечника
*For straight
handpiece*

137


Форма
Shape

080

Длина р/ч
Head length

050

Диаметр р/ч
Head diameter



Виды форм | *Shapes overview:*

Алмазные фрезы "Кристалл" *"Kristall" diamond bits*

001 Шар <i>Sphere</i>	10	242 Пламя острое каплевидное <i>Pointed teardrop-shaped flame</i>	15
010 Конус обратный <i>Inverted cone</i>	10	243 Пламя острое <i>Pointed flame</i>	15
107 Цилиндр <i>Cylinder</i>	11	245 Цилиндр стрелчатый <i>Arrow-shaped cylinder</i>	16
126 Цилиндр острый <i>Pointed cylinder</i>	11	254 Почка <i>Burgeon</i>	16
137 Цилиндр закруглённый <i>Round cylinder</i>	12	260 Почка закруглённая <i>Round burgeon</i>	17
164 Конус острый <i>Pointed cone</i>	12	263 Пламя тупое <i>Blunt flame</i>	17
168 Конус усечённый <i>Flat top cone</i>	13	266 Капля <i>Teardrop</i>	18
196 Конус малый <i>Minor cone</i>	13	274/275 Пуля <i>Bullet</i>	18
198/199 Конус закруглённый <i>Round cone</i>	14	277 Олива <i>Olive</i>	19
237 Груша <i>Pear</i>	14		

Алмазные фрезы "Кристалл" Торнадо *"Kristall" Tornado diamond bits*

243 Пламя острое Торнадо <i>Pointed flame</i>	20	263 Пламя тупое <i>Blunt flame</i>	20
---	----	--	----

Алмазные фрезы "Тайфун" *"Typhoon" diamond bits*

001 Шар <i>Sphere</i>	22	243 Пламя острое <i>Pointed Flame</i>	24
137 Цилиндр <i>Cylinder</i>	22	254 Почка <i>Burgeon</i>	25
157 Цилиндр с фаской <i>Chamfered cylinder</i>	23	263 Пламя закругленное <i>Round flame</i>	25
168 Конус усеченный <i>Flat top cone</i>	23	266 Капля закруглённая <i>Round teardrop</i>	26
242 Пламя острое каплевидное <i>Teardrop-shaped pointed flame</i>	24	275 Пуля <i>Bullet</i>	26


* Инструкции к применению носят рекомендательный характер. Фреза под каждого клиента подбирается индивидуально.

* The usage instructions are for reference only. The bit should be selected individually for each client.



КРИСТАЛЛ

Алмазные фрезы
Diamond bits



Мы с гордостью представляем вашему вниманию линейку алмазных фрез "Кристалл", созданных по строгим стандартам европейского образца. Как лидер среди российских производителей, мы гарантируем превосходные результаты в каждом изделии.

Наше производство оснащено передовым оборудованием, а система контроля качества соответствует международным стандартам, подтвержденным сертификацией по стандарту ISO.

С фрезами "Кристалл" вы получаете не просто инструмент, а уверенность в каждом движении и безупречный результат вашей работы!

We are proud to present our line of diamond bits "Kristall", crafted to meet strict European standards. As a leader among Russian manufacturers, we guarantee exceptional quality in every product.

Our production is equipped with cutting-edge equipment, and our quality control system meets international standards, certified under ISO regulations.

With "Kristall" bits, you receive more than just a tool—you gain confidence in every movement and a flawless result in your work!

Фрезы для маникюра

Nail bits

"Кристалл" алмазные Diamond "Kristall"

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE

Nail bits

Фрезы для маникюра



001

Шар
Sphere

Ø 1,8 мм			
836	104.001.015	Ø 018	
856	104.001.015	Ø 018	
866	104.001.015	Ø 018	
876	104.001.015	Ø 018	

Ø 2,1 мм			
856	104.001.018	Ø 021	
866	104.001.018	Ø 021	

Ø 2,3 мм			
856	104.001.020	Ø 023	
866	104.001.020	Ø 023	

Ø 2,5 мм			
856	104.001.021	Ø 025	
866	104.001.021	Ø 025	
876	104.001.021	Ø 025	

Ø 3,1 мм				
836	104.001.025	Ø 029	Ø 031	
856	104.001.025	Ø 029	Ø 031	
866	104.001.025	Ø 029	Ø 031	

Ø 3,3 мм			
856	104.001.027	Ø 033	
866	104.001.027	Ø 033	

Ø 3,5 мм			
856	104.001.030	Ø 035	
866	104.001.030	Ø 035	

Ø 4 мм			
836	104.001.035	Ø 040	
856	104.001.035	Ø 040	
866	104.001.035	Ø 040	
876	104.001.035	Ø 040	

Ø 5 мм			
836	104.001.045	Ø 050	
856	104.001.045	Ø 050	
866	104.001.045	Ø 050	

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Срез и шлифовка кутикулы
- В подологии - для обработки зачищенной области
- Cutting and polishing of the cuticle
- In podology - for cleansed area treatment



010

Конус обратный
Inverted cone

L 025 (2,5 мм)			
836	104.010.025	Ø 023	Ø 025
856	104.010.025	Ø 023	Ø 025
866	104.010.025	Ø 023	Ø 025

L 030 (3 мм)			
836	104.010.030	Ø 031	
856	104.010.030	Ø 031	
866	104.010.030	Ø 031	

L 040 (4 мм)			
836	104.010.040	Ø 050	
856	104.010.040	Ø 050	
866	104.010.040	Ø 050	

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Обработка бокового валика
- Обработка кутикулы
- Работа в зоне дистального ногтевого валика
- Sidewall treatment
- Cuticle treatment
- Working in the distal nail fold area

Nail bits

Фрезы для маникюра

Diamond "Kristall" "Кристалл" алмазные

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE



107

Цилиндр
Cylinder

L 060 (6 мм)

■ 856	104.107.060	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 027	Ø 031
■ 866	104.107.060	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 027	Ø 031
■ 876	104.107.060	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025		Ø 031

L 080 (8 мм)

■ 856	104.107.080	Ø 031	Ø 040	Ø 050
■ 866	104.107.080	Ø 031	Ø 040	Ø 050
■ 876	104.107.080		Ø 040	

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Обработка свободного края
- Обработка трещин в педикюре
- Обработка валиков в маникюре

- Free edge treatment
- Crack treatment in pedicure
- Lateral nail fold treatment in manicure



126

Цилиндр острый
Pointed cylinder

L 080 (8 мм)

■ 836	104.126.080	Ø 025
■ 856	104.126.080	Ø 025
■ 866	104.126.080	Ø 025

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие и шлифовка кутикулы
- Обработка бокового валика

- Opening, lifting and polishing of the cuticle
- Sidewall treatment

Nail bits

Фрезы для маникюра

Фрезы для маникюра

Nail bits

"Кристалл" алмазные Diamond "Kristall"

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE

Nail bits

Фрезы для маникюра



137 Цилиндр закругленный
Round cylinder

L 080 (8 мм)									
■ 836	104.137.080						Ø 031		
■ 856	104.137.080	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 031	Ø 040	Ø 050
■ 866	104.137.080	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 031	Ø 040	Ø 050
■ 876	104.137.080		Ø 018	Ø 021	Ø 023				Ø 040

L 120 (12 мм)			
■ 856	104.137.120	Ø 040	
■ 866	104.137.120	Ø 040	Ø 050

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Срез и шлифовка кутикулы
- Обработка мозолей
- Обработка межпальцевых зон

- Cutting and polishing of the cuticle
- Callus treatment
- Interdigital area treatment



164 Конус острый
Pointed cone

L 100 (10 мм)					
■ 856	104.164.100	Ø 012	Ø 014	Ø 016	Ø 018
■ 866	104.164.100	Ø 012	Ø 014	Ø 016	Ø 018
■ 876	104.164.100	Ø 012	Ø 014		Ø 018

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Возможно использование для работ с труднодоступными областями в боковом крае ногтя
- Широко применяется в педикюре для обработки высоких боковых валиков

- Can be used for working in hardly accessible areas along the side edge of the nail
- Widely used in pedicure for treating high sidewalls

Nail bits

Фрезы для маникюра

Diamond "Kristall" "Кристалл" алмазные

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE
 ■ 856 МЕЛКАЯ FINE
 ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM
 ■ 876 ГРУБАЯ COARSE



168

Конус усеченный
Flat top cone

L 100 (10 мм)						
■ 856	104.168.100	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 050
■ 866	104.168.100	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 050

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Обработка бокового валика
- В подологии - для зачистки пораженной области
- Обработка трещин
- Sidewall treatment
- In podology - for damaged area treatment
- Cracks treatment

Nail bits

Фрезы для маникюра



196

Конус малый
Minor cone

L 040 (4 мм)		
■ 856	104.196.040	Ø 010
■ 866	104.196.040	Ø 010

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Обработка бокового валика
- В педикюре - обработка трещин
- Sidewall treatment
- In pedicure - cracks treatment

Фрезы для маникюра

Nail bits

"Кристалл" алмазные Diamond "Kristall"

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE

Nail bits

Фрезы для маникюра



198/199 Конус закруглённый
Round cone

L 080 (8 мм)

■ 856	104.198.				Ø 018				
■ 866	104.198.				Ø 018			Ø 025	


L 100 (10 мм)

■ 836	104.199.					Ø 021			Ø 027	
■ 856	104.199.	Ø 012	Ø 014	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 027	Ø 040
■ 866	104.199.	Ø 012	Ø 014	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	Ø 027	Ø 040

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Обработка и удаление кутикулы и птеригия
- Шлифовка бокового валика
- Обработка подногтевых пространств
- Обработка трещин
- Шлифовка натурального ногтя

- Treatment and removal of cuticle and pterygium
- Sidewall polishing
- Cleaning of subungual spaces
- Crack treatment
- Natural nail polishing



237 Груша
Pear

L 070 (7 мм)

■ 836	104.237.070	Ø 031	Ø 033
■ 856	104.237.070	Ø 031	Ø 033
■ 866	104.237.070	Ø 031	Ø 033

L 120 (12 мм)

■ 836	104.237.070	Ø 050
■ 856	104.237.070	Ø 050
■ 866	104.237.070	Ø 050

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Удаление кутикулы
- Обработка бокового валика
- Шлифовка натоптышей и стержневых мозолей в педикюре
- В подологии - для обработки защищенной области

- Removal of the cuticle
- Sidewall treatment
- Polishing of calluses and corns in pedicure
- In podology - for treating cleaned areas

Nail bits

Фрезы для маникюра

Diamond "Kristall" "Кристалл" алмазные

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE



261
(242)
Пламя острое каплевидное
Pointed teardrop-shaped flame

L 080 (8 мм)					
■ 836	104.242.080		Ø 021	Ø 023	
■ 856	104.242.080	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 866	104.242.080	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 876	104.242.080			Ø 023	

L 100 (10 мм)					
■ 836	104.242.100		Ø 021	Ø 023	
■ 856	104.242.100	Ø 018	Ø 021	Ø 023	
■ 866	104.242.100	Ø 018	Ø 021	Ø 023	
■ 876	104.242.100		Ø 021	Ø 023	

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Обработка трещин
- Opening, lifting, cutting and polishing of the cuticle
- Cracks treatment

Фрезы для маникюра



243
Пламя острое
Pointed flame

L 080 (8 мм)							
■ 836	104.243.080				Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 856	104.243.080	Ø 014	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 866	104.243.080	Ø 014	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 876	104.243.080			Ø 018	Ø 021	Ø 023	

L 100 (10 мм)							
■ 836	104.243.100				Ø 021	Ø 023	
■ 856	104.243.100	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	
■ 866	104.243.100	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025	

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Обработка трещин
- Opening, lifting, cutting and polishing of the cuticle
- Cracks treatment

Фрезы для маникюра

Nail bits

"Кристалл" алмазные

Diamond "Kristall"

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE

Nail bits

Фрезы для маникюра



245 Цилиндр стрелчатый
Arrow-shaped cylinder

L 080 (8 мм)

■ 856	104.245.080	Ø 018	Ø 025	Ø 027	Ø 033
■ 866	104.245.080	Ø 018	Ø 025	Ø 027	Ø 033

L 100 (10 мм)

■ 856	104.245.100	Ø 023
■ 866	104.245.100	Ø 023

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- В подологии - для обработки зачищенной области
- Раскрытие и шлифовка трещин
- Opening, lifting, cutting, and polishing of the cuticle
- In podology – for cleansed area treatment
- Opening and polishing of cracks



254 Почка
Burgeon

L 040 (4 мм)

■ 856	104.254.040	Ø 016	Ø 018
■ 866	104.254.040	Ø 016	Ø 018
■ 876	104.254.040		Ø 018

L 050 (5 мм)

■ 836	104.254.050	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 856	104.254.050	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 866	104.254.050	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 876	104.254.050		Ø 023	

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Обработка трещин
- Opening, lifting, cutting, and polishing of the cuticle
- Cracks treatment

Nail bits

Фрезы для маникюра

Diamond "Kristall"

"Кристалл" алмазные

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE



260

Почка закругленная
Round burgeon

L 120 (12 мм)		
■ 856	104.260.120	Ø 050
■ 866	104.260.120	Ø 050

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Обработка бокового валика, межпальцевого пространства
- В подологии - для обработки зачищенной области
- Lifting, cutting, and polishing of the cuticle
- Treatment of sidewalls and interdigital spaces
- In podology - cleansed are treatment



263

Пламя тупое
Blunt flame

L 080 (8 мм)					
■ 836	104.263.080		Ø 018	Ø 021	Ø 023
■ 856	104.263.080	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023
■ 866	104.263.080	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023
L 100 (10 мм)					
■ 836	104.263.100		Ø 021		
■ 856	104.263.100	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023
■ 866	104.263.100	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Обработка трещин
- Opening, lifting, cutting, and polishing of the cuticle
- Crack treatment

Фрезы для маникюра
Nail bits

Фрезы для маникюра

Nail bits

"Кристалл" алмазные

Diamond "Kristall"

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE

■ 856 МЕЛКАЯ FINE

■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM

■ 876 ГРУБАЯ COARSE

Nail bits

Фрезы для маникюра



266


Капля
Teardrop-shaped

L 120 (12 мм)

■ 836	104.266.120	Ø 040	Ø 050
■ 856	104.266.120	Ø 040	Ø 050
■ 866	104.266.120	Ø 040	Ø 050
■ 876	104.266.120	Ø 040	

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- В подологии - для обработки зачищенной области
- Широко применима в педикюре
- Opening, lifting, cutting, and polishing of the cuticle
- In podology - for cleansed area treatment
- Widely used in manicure



275/274

Пуля
Bullet

L 150 (15 мм)

■ 836	104.275.150	Ø 031	Ø 033
■ 856	104.275.150	Ø 031	Ø 033
■ 866	104.275.150	Ø 031	Ø 033

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- В подологии - для обработки зачищенной области
- Широко применима в педикюре
- Opening, lifting, cutting, and polishing of the cuticle
- In podology - for cleansed area treatment
- Widely used in manicure

Nail bits

Фрезы для маникюра

Diamond "Kristall"

"Кристалл" алмазные

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE
 ■ 856 МЕЛКАЯ FINE
 ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM
 ■ 876 ГРУБАЯ COARSE



277

Олива
Olive

L 045 (4,5 мм)						
■ 856	104.277.045	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 866	104.277.045	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- В подологии - для обработки зачищенной области
- Широко применима в педикюре
- *Opening, lifting, cutting, and polishing of the cuticle*
- *In podology - for cleansed area treatment*
- *Widely used in manicure*

Nail bits

Фрезы для маникюра

Фрезы для маникюра

Nail bits

Алмазные боры Торнадо

Tornado diamond burs

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE

■ 856 МЕЛКАЯ FINE

■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM

■ 876 ГРУБАЯ COARSE

Nail bits

Фрезы для маникюра



243

Пламя острое
Pointed flame

L 100 (10 мм)

■ 856	104.243.100	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023
■ 866	104.243.100	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023
■ 876	104.243.100	Ø 016	Ø 018	Ø 021	Ø 023

ПРИМЕНЕНИЕ

- Поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- *Lifting, cutting, and polishing of the cuticle*



263

Пламя тупое
Blunt flame

L 045 (4,5 мм)

■ 856	104.263.045	Ø 018	Ø 021	Ø 023
■ 866	104.263.045	Ø 018	Ø 021	Ø 023


ПРИМЕНЕНИЕ

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Широко применима в педикюре
- *Opening, lifting, cutting, and polishing of the cuticle*
- *Widely used in manicure*



ТАЙФУН

Алмазные фрезы с жемчугом
Diamond bits with pearls



Специально для мастеров маникюра, педикюра и подологии разработана линейка "Тайфун" — боры с откалиброванными керамическими жемчужинами, которые обеспечивают 20% ускорение работы и значительно увеличивают срок службы.

Специально для вашего удобства оснащены дополнительным белым поясом для легкой распознаваемости. Боры с керамическим жемчугом станут вашим эффективным и безопасным решением для маникюра.

The "Typhoon" line has been specially developed for manicure, pedicure, and podiatry professionals—burs with calibrated ceramic pearls that ensure 20% faster performance and significantly extend service life.

For your convenience, they are equipped with an additional white ring for easy identification. Ceramic pearl burs are an efficient and safe solution for manicure procedures.



Фрезы для маникюра

"Тайфун" алмазные с жемчугом

Nail bits

Diamond "Typhoon"

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE

Nail bits

Фрезы для маникюра



001

Шар
Sphere

Ø 3,1 мм

■ 836	104.001.025	Ø 031
■ 856	104.001.025	Ø 031
■ 866	104.001.025	Ø 031

Ø 3,5 мм

■ 836	104.001.030	Ø 035
■ 856	104.001.030	Ø 035
■ 866	104.001.030	Ø 035

Ø 4 мм


■ 856	104.001.035	Ø 040
■ 866	104.001.035	Ø 040

Ø 5 мм

■ 836	104.001.045	Ø 050
■ 856	104.001.045	Ø 050
■ 866	104.001.045	Ø 050

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Шлифовка кутикулы
- Финальная полировка по маслу
- Polishing of the cuticle
- Final polishing with oil



137

Цилиндр
Cylinder

L 080 (8 мм)

■ 836	104.137.080	Ø 025	Ø 031	Ø 040	Ø 050
■ 856	104.137.080	Ø 025	Ø 031	Ø 040	Ø 050
■ 866	104.137.080	Ø 025	Ø 031	Ø 040	Ø 050

L 120 (12 мм)

■ 856	104.137.120	Ø 040	Ø 050
■ 866	104.137.120	Ø 040	

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Шлифовка кутикулы
- Финальная полировка по маслу
- Polishing of the cuticle
- Final polishing with oil

Nail bits

Diamond "Typhoon"


Фрезы для маникюра

"Тайфун" алмазные с жемчугом



ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE
 ■ 856 МЕЛКАЯ FINE
 ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM
 ■ 876 ГРУБАЯ COARSE



157


Цилиндр с фаской
Fillet cylinder

L 080 (8 мм)

■ 856	104.157.080	Ø 050
■ 866	104.157.080	Ø 050

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Финальная полировка по маслу
- В подологии - для обработки зачищенной области
- *Opening, lifting, cutting and polishing of the cuticle*
- *Final polishing with oil*
- *In podology - for cleansed area treatment*



168

Конус усеченный
Flat-top cone

L 100 (10 мм)

■ 856	104.168.100	Ø 050
■ 866	104.168.100	Ø 050

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Финальная полировка по маслу
- В подологии - для обработки зачищенной области
- *Opening, lifting, cutting and polishing of the cuticle*
- *Final polishing with oil*
- *In podology - for cleansed area treatment*

Фрезы для маникюра



Фрезы для маникюра

"Тайфун" алмазные с жемчугом

Nail bits

Diamond "Typhoon"

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE

Nail bits

Фрезы для маникюра



242

Пламя острое каплевидное
Teardrop-shaped pointed flame

L 080 (8 мм)				
■ 836	104.242.080	Ø 021	Ø 023	
■ 856	104.242.080	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 866	104.242.080	Ø 021	Ø 023	Ø 025

L 100 (10 мм)				
■ 836	104.242.100	Ø 021	Ø 023	
■ 856	104.242.100	Ø 021	Ø 023	
■ 866	104.242.100	Ø 021	Ø 023	

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Финальная полировка по маслу
- В подологии - для обработки зачищенной области

- Opening, lifting, cutting and polishing of the cuticle
- Final polishing with oil
- In podology - for cleansed area treatment



243

Пламя острое
Pointed flame

L 080 (8 мм)					
■ 836	104.243.080		Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 856	104.243.080	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025
■ 866	104.243.080	Ø 018	Ø 021	Ø 023	Ø 025

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Финальная полировка по маслу
- В подологии - для обработки зачищенной области

- Opening, lifting, cutting and polishing of the cuticle
- Final polishing with oil
- In podology - for cleansed area treatment

Nail bits

Diamond "Typhoon"

Фрезы для маникюра

"Тайфун" алмазные с жемчугом



ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE
 ■ 856 МЕЛКАЯ FINE
 ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM
 ■ 876 ГРУБАЯ COARSE



254

Почка
Burgeon

L 050 (5 мм)

■ 836	104.254.050	Ø 021	Ø 023
■ 856	104.254.050	Ø 021	Ø 023
■ 866	104.254.050	Ø 021	Ø 023

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Финальная полировка по маслу
- В подологии - для обработки зачищенной области
- *Opening, lifting, cutting and polishing of the cuticle*
- *Final polishing with oil*
- *In podology - for cleansed area treatment*

Nail bits

Фрезы для маникюра



263

Пламя закругленное
Round flame

L 080 (8 мм)

■ 836	104.263.080	Ø 018	Ø 021
■ 856	104.263.080	Ø 018	Ø 021
■ 866	104.263.080	Ø 018	Ø 021

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- Финальная полировка по маслу
- В подологии - для обработки зачищенной области
- *Opening, lifting, cutting and polishing the cuticle*
- *Final polishing with oil*
- *In podology - for cleansed area treatment*



Фрезы для маникюра

"Тайфун" алмазные с жемчугом

Nail bits

Diamond "Typhoon"

ЗЕРНИСТОСТЬ GRIT SIZE:

■ 836 ЭКСТРАМЕЛКАЯ SUPERFINE ■ 856 МЕЛКАЯ FINE ■ 866 СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ 876 ГРУБАЯ COARSE

Nail bits

Фрезы для маникюра




266

Капля закругленная
Round teardrop

L 100 (10 mm)			
 856	104.266.100	Ø 031	
 866	104.266.100	Ø 031	
L 120 (12 mm)			
 856	104.266.120	Ø 040	Ø 050
 866	104.266.120	Ø 040	Ø 050

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- В подологии - для обработки зачищенной области
- Широко применяется в педикюре
- Opening, lifting, cutting and polishing of the cuticle
- In podology - for cleansed area treatment
- Widely used in pedicure



275

Пуля
Bullet shaped

L 120 (12 мм)			
■ 836	104.275.120	Ø 031	Ø 033
■ 856	104.275.120	Ø 031	Ø 033
■ 866	104.275.120	Ø 031	Ø 033
L 150 (15 мм)			
■ 836	104.275.150	Ø 031	Ø 033
■ 856	104.275.150	Ø 031	Ø 033
■ 866	104.275.150	Ø 031	Ø 033

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Раскрытие, поднятие, срез и шлифовка кутикулы
- В подологии - для обработки зачищенной области
- Широко применяется в мужском педикюре
- Opening, lifting, cutting and polishing the cuticle
- In podology - for cleansed area treatment
- Widely used in men's pedicure

Твердосплавные фрезы

Tungsten carbide burs



Твердосплавная фреза – это вращающийся инструмент, изготовленный из твердого сплава на основе карбида вольфрама. Этот материал обладает высокой твердостью, износостойкостью и устойчивостью к высоким температурам, что делает твердосплавные фрезы идеальными для обработки различных материалов, используемых в маникюре и педикюре.

A carbide bit is a rotary tool made from a hard alloy based on tungsten carbide. This material has high hardness, wear resistance, and heat resistance, making carbide bits ideal for processing various materials used in manicure and pedicure.

Цветовой код исполнения режущей части твердосплавных фрез:




Белая (ультрамелкая нарезка):
Область применения: Снятие
обычного лака (не гель-лака)



Желтая (экстремелкая нарезка):
Область применения: Снятие
обычного лака (не гель-лака)



Красная (мелкая нарезка):
Область применения: Снятие
старого материала (гель-лак)



Синяя (средняя нарезка):
Область применения: Снятие
старого материала (гель-лак, гель,
акригель)



Фиолетовая (средне-сложная
нарезка):
Область применения: Снятие
искусственного покрытия (гель-
лак, гель, акригель, керамический
и поли гели), позволяет быстро
убрать отслойки



Зеленая (грубая нарезка):
Область применения: Снятие
старого покрытия (гель-лак, акрил,
акригель, гель, керамический и
поли гели)



Чёрная (очень грубая нарезка):
Область применения: Снятие
старого покрытия (гель-лак, акрил,
акригель, гель, дип-системы,
пудровое покрытие)

Color code of the cutting part of tungsten carbide burs:

White (Ultra-fine):

*Application: Removal of regular nail polish
(not gel polish)*

Yellow (Extra-fine):

*Application: Removal of regular nail polish
(not gel polish)*

Red (Fine):

*Application: Removal of old material (gel
polish)*

Blue (Medium):

*Application: Removal of old material (gel
polish, gel, acrylic)*

Purple (Medium complex):

*Application: Removal of artificial nail
coatings (gel polish, gel, acrylic, ceramic gel,
and polygel), quickly removes lifted product*

Green (Coarse):




*Application: Removal of old coatings (gel
polish, acrylic, acrylic, gel, ceramic and poly
gels)*

Black (Extra-coarse):




*Application: Removal of old coatings (gel
polish, acrylic, acrylic, gel, dip systems,
powder coatings)*

Виды форм | *Shapes overview:*






Твердосплавные фрезы "Кристалл" *"Kristall" tungsten carbide burs*

Конусная с куполообразным концом (Ёлка) 32	Цилиндр с купол. концом (Цилиндр закругленный) 39
 Cone	 Cylinder
Пулевидная (Кукуруза) 33	Грушевидная (Груша) 39
 Bullet (Corn)	 Pear
Шар с одинарной нарезкой 35	Яйцевидная 40
 Sphere single cut	 Egg-shaped
Шар с двойной (крестообразной) нарезкой 35	Плачевидная (Пламя) 40
 Sphere double cut (cross-cut)	 Flame
Конусная с куполообразным концом (Конус) 36	Фрезы для выпиливания 41
 Cone	 Nail-drilling
Цилиндрическая (Цилиндр) 38	Безопасные фрезы 45
 Cylinder	 Safety bits







Твердосплавные фрезы для левшей *Left-handed tungsten carbide burs*

Конусная с куполообразным концом (Ёлка) 46	Конусная с куполообразным концом (Ёлка "Хильда") для левшей) 47
 Cone	 Cone "Hilda" Typhoon Left-handed
Пулевидная (Кукуруза) 47	Пулевидная (Кукуруза "Катрин") для левшей 47
 Bullet (Corn)	 Bullet "Katrina" Typhoon Left-handed
Конус 47	
 Cone	

Твердосплавные фрезы "Тайфун" *"Typhoon" tungsten carbide burs*

Конусная с куполообразным концом (Ёлка "Хильда") 50	Конусная с куполообразным концом (Конус "Ирма") 52
 Cone "Hilda"	 Cone "Irma"
Пулевидная (Кукуруза "Эдна") 50	Для выпиливания ("Глория") 54
 Bullet "Edna"	 Nail-drilling "Gloria"
Пулевидная (Кукуруза "Катрин") 52	
 Bullet "Katrina"	

Твердосплавные фрезы "Тайфун ПРО" *"Typhoon PRO" tungsten carbide burs*

Конусная с куполообразным концом (Ёлка "Хьюго") 56	Цилиндрическая с купол. концом (Цилиндр закругленный "Мэтью") 57
 Cone "Hugo"	 Chamfered cylinder "Mathew"
Яйцевидная (Олива "Фэйт") 56	Шар (Сфера "Анри") 57
 Egg-shaped "Faith"	 Sphere "Henri"
Пулевидная (Кукуруза "Винс") 56	Конусная с куполообразным концом (Конус "Митч") 58
 Bullet "Vince"	 Cone "Mitch"


* Инструкции к применению носят рекомендательный характер. Фреза под каждого клиента подбирается индивидуально.

* The usage instructions are for reference only. The bit should be selected individually for each client.



КРИСТАЛЛ

Твердосплавные фрезы
Tungsten carbide burs



Представляем вашему вниманию базовую линейку твердосплавных фрез "Кристалл" с крестообразной нарезкой — это классика, проверенная временем и опытом множества мастеров!

Надежные и универсальные инструменты, идеально подходящие для выполнения широкого спектра задач в маникюре и педикюре. Они отличаются простотой в использовании и долговечностью, что делает их отличным выбором как для начинающих, так и для опытных профессионалов.

С фрезами "Кристалл" вы сможете уверенно выполнять любые задачи, добиваясь безупречного результата!

We proudly present the "Kristall" basic line of tungsten carbide burs with a cross-cut pattern—a timeless classic, tested by experience and trusted by countless professionals!

Reliable and versatile tools, perfectly suited for a wide range of manicure and pedicure tasks. They stand out for their ease of use and durability, making them an excellent choice for both beginners and seasoned professionals.

With "Kristall" burs, you can confidently tackle any task, achieving flawless results!

Твердосплавные фрезы

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Кристалл"






"Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ ULTRA-FINE ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ EXTRA-FINE ■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Nail bits

фрезы для маникюра

Конусная с куполообразным концом (Ёлка) <i>Cone</i>	ø Диаметр рабочей части ø Head diameter	5 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	31150 Длина рабочей части Head lenght	13,5 мм	
	41150 Длина рабочей части Head lenght	13,5 мм	
Конусная с куполообразным концом (Ёлка) <i>Cone</i>	ø Диаметр рабочей части ø Head diameter	6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	21160 Длина рабочей части Head lenght	15 мм	
	23160 Длина рабочей части Head lenght	15 мм	
	31160 Длина рабочей части Head lenght	15 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	41160 Длина рабочей части Head lenght	15 мм	

- Снятие искусственного материала
- Маневренная, благодаря узкому кончику можно снять излишки материала в труднодоступных местах
- Широко используется в педикюре за счёт маленького диаметра

- Removal of artificial material
- Maneuverable: the narrow tip allows for removing excess material in hard-to-reach areas
- Widely used in pedicure due to its small diameter

- Снятие искусственного материала
- Маневренная, за счёт узкого кончика можно снять излишки материала в труднодоступных местах
- Широко используется для снятия и коррекции твёрдых покрытий

- Removal of artificial material
- Maneuverable: the narrow tip allows for removing excess material in hard-to-reach areas
- Widely used for removal and correction of hard surfaces

Tungsten carbide burs Твердосплавные "Кристалл" "Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE* ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE* ■ МЕЛКАЯ *FINE* ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
 ■ СРЕДНЯЯ *MEDIUM* ■ ГРУБАЯ *COARSE* ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Пулевидная (Кукуруза) <i>Bullet (Corn)</i>	ø Диаметр рабочей части ø Head diameter		4 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION - Снятие искусственного материала - Безопасный кончик - Removal of artificial material - Safe tip
	21234 Длина рабочей части Head lenght 13,5 мм			
	31234 Длина рабочей части Head lenght 13,5 мм			
	41234 Длина рабочей части Head lenght 13,5 мм			
Пулевидная (Кукуруза) <i>Bullet (Corn)</i>	ø Диаметр рабочей части ø Head diameter		5 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION - Снятие искусственного материала - Безопасный кончик - Removal of artificial material - Safe tip
	21235 Длина рабочей части Head lenght 13,5 мм			
	23235 Длина рабочей части Head lenght 13,5 мм			
	31235 Длина рабочей части Head lenght 13,5 мм			
	41235 Длина рабочей части Head lenght 13,5 мм			
	50235 Длина рабочей части Head lenght 13,5 мм			
	60235 Длина рабочей части Head lenght 13,5 мм			

Nail bits
 Фрезы для маникюра

Твердосплавные фрезы

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Кристалл"




"Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE* ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE* ■ МЕЛКАЯ *FINE* ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
■ СРЕДНЯЯ *MEDIUM* ■ ГРУБАЯ *COARSE* ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Nail bits

фрезы для маникюра

Пулевидная (Кукуруза) <i>Bullet (Corn)</i>	Ø Диаметр рабочей части <i>Ø Head diameter</i>	6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ <i>APPLICATION</i>
	11236	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	- Снятие искусственного материала - Безопасный кончик <i>Removal of artificial material</i> <i>Safe tip</i>
	21236	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	23236	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	31236	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	41236	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	51236	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	

Tungsten carbide burs Твердосплавные "Кристалл" "Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

☐ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE*
 ☐ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE*
 ☐ МЕЛКАЯ *FINE*
 ☐ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
☐ СРЕДНЯЯ *MEDIUM*
☐ ГРУБАЯ *COARSE*
☐ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Шар с одинарной нарезкой <i>Sphere single cut</i>		ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	1,0 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	• Работа со стержневыми мозолям • Работа с межпальцевыми мозолям • Раскрытие трещин • Зачистка микозных ногтей • Working with core corns • Working with interdigital corns • Opening cracks • Cleaning mycotic nails
	1,6 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	
	2,3 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	
	4,0 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	
	5,0 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	
	6,0 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	
Шар с двойной (крестовой) нарезкой <i>Sphere double cut (cross-cut)</i>		ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	2,3 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	• Работа со стержневыми мозолям • Работа с межпальцевыми мозолям • Раскрытие трещин • Зачистка микозных ногтей • Working with core corns • Working with interdigital corns • Opening cracks • Cleaning mycotic nails
	4,0 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	
	5,0 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	
	6,0 мм ∅ Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	

Nail bits
 Фрезы для маникюра

Твердосплавные фрезы

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Кристалл"

"Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ ULTRA-FINE ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ EXTRA-FINE ■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE


Nail bits

фрезы для маникюра

Конусная с куполообразным
концом (Конус)
Cone

∅ Диаметр рабочей части
∅ Head diameter

3,1 мм



21231

Длина рабочей части
Head lenght

13 мм



31231

Длина рабочей части
Head lenght

13 мм


ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Коррекция искусственного материала
- Подходит для коррекции работ в технике моделирования
- Удаление отслоек
- Correction of artificial material
- Suitable for refining work in modeling techniques
- Removal of liftings

Конусная с куполообразным
концом (Конус)
Cone

∅ Диаметр рабочей части
∅ Head diameter


4 мм



11240

Длина рабочей части
Head lenght


15 мм



21240

Длина рабочей части
Head lenght


15 мм



23240

Длина рабочей части
Head lenght


15 мм



31240

Длина рабочей части
Head lenght


15 мм



41240

Длина рабочей части
Head lenght


15 мм



60240

Длина рабочей части
Head lenght

15 мм



73240

Длина рабочей части
Head lenght

15 мм







ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Коррекция и снятие искусственного материала
- Подходит для коррекции работ в технике моделирования
- Correction and removal of artificial material
- Suitable for refining work in modeling techniques

Tungsten carbide burs Твердосплавные "Кристалл" "Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE* ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE* ■ МЕЛКАЯ *FINE* ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
 ■ СРЕДНЯЯ *MEDIUM* ■ ГРУБАЯ *COARSE* ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Конусная с куполообразным концом (Конус) <i>Cone</i>	Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter	5 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION • Коррекция и снятие искусственного материала • Коррекции работ в технике моделирования • Комбинированная форма - позволяет быстро выполнить снятие и легко выпилить изнаночную часть • <i>Correction and removal of artificial material</i> • <i>Refining work in modeling techniques</i> • <i>The combined shape allows for quick removal and easy carving of the underside</i>
	21135	Длина рабочей части Head lenght13 мм	
	23135	Длина рабочей части Head lenght13 мм	
	31135	Длина рабочей части Head lenght13 мм	
	41135	Длина рабочей части Head lenght13 мм	
Конусная с куполообразным концом (Конус) <i>Cone</i>	Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter	5 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION • Коррекция и снятие искусственного материала • Подходит для коррекции работ в технике моделирования • <i>Correction and removal of artificial material</i> • <i>Suitable for refining work in modeling techniques</i>
	21350	Длина рабочей части Head lenght13,5 мм	
	23350	Длина рабочей части Head lenght13,5 мм	
	31350	Длина рабочей части Head lenght13,5 мм	
	50350	Длина рабочей части Head lenght13,5 мм	

Nail bits
 фрезы для маникюра

Твердосплавные фрезы

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Кристалл"







"Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ ULTRA-FINE ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ EXTRA-FINE ■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Nail bits

фрезы для маникюра

Конусная с куполообразным концом (Конус) <i>Cone</i>	Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter		6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION • Коррекция и снятие искусственного материала • Подходит для коррекции работ в технике моделирования • Correction and removal of artificial material • Suitable for refining work in modeling techniques
	11360	Длина рабочей части Head lenght	15 мм	
	21360	Длина рабочей части Head lenght	15 мм	
	23360	Длина рабочей части Head lenght	15 мм	
	31360	Длина рабочей части Head lenght	15 мм	
	41360	Длина рабочей части Head lenght	15 мм	
	51360	Длина рабочей части Head lenght	15 мм	
Цилиндрическая (Цилиндр) <i>Cylinder</i>	Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter		5 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION • Коррекция и снятие искусственного материала • Подходит для коррекции работ в технике моделирования • Correction and removal of artificial material • Suitable for refining work in modeling techniques
	21055	Длина рабочей части Head lenght	12,5 мм	
	31055	Длина рабочей части Head lenght	12,5 мм	

Tungsten carbide burs




Твердосплавные фрезы

Твердосплавные "Кристалл"

"Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

☐ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE*
 ☐ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE*
 ☐ МЕЛКАЯ *FINE*
 ☐ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
☒ СРЕДНЯЯ *MEDIUM*
 ☐ ГРУБАЯ *COARSE*
 ☐ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Цилиндрическая с куполообразным концом (Цилиндр закругленный) <i>Cylinder</i>	Ø Диаметр рабочей части <i>ø Head diameter</i> 5 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION • Коррекция и снятие искусственного материала • Подходит для работы в технике моделирования • В подологии - обработка толстого слоя натуральных поврежденных ногтей • Снятие кератоза <i>• Correction and removal of artificial material</i> <i>• Suitable for working in modeling techniques</i> <i>• In podology – treatment of thick layers of damaged natural nails</i> <i>• Removal of keratosis</i>
	31550 Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 13,5 мм	
	41550 Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 13,5 мм	
	50550 Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 13,5 мм	
Цилиндрическая с куполообразным концом (Цилиндр закругленный) <i>Cylinder</i>	Ø Диаметр рабочей части <i>ø Head diameter</i> 6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION • Снятие и коррекция искусственного материала • Подходит для работы в технике моделирования • В подологии - обработка толстого слоя натуральных поврежденных ногтей • Снятие кератоза <i>• Correction and removal of artificial material</i> <i>• Suitable for working in modeling techniques</i> <i>• In podology – treatment of thick layers of damaged natural nails</i> <i>• Removal of keratosis</i>
	51660 Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
Грушевидная (Груша) <i>Pear</i>	Ø Диаметр рабочей части <i>ø Head diameter</i> 6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION • Снятие и коррекция искусственного материала • Подходит для работы в технике моделирования • В подологии - обработка толстого слоя натуральных поврежденных ногтей • Снятие кератоза <i>• Correction and removal of artificial material</i> <i>• Suitable for working in modeling techniques</i> <i>• In podology – treatment of thick layers of damaged natural nails</i> <i>• Removal of keratosis</i>
	31646 Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 12 мм	
	41646 Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 12 мм	

Твердосплавные фрезы

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Кристалл"



"Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ ULTRA-FINE ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ EXTRA-FINE ■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Nail bits

фрезы для маникюра


Яйцевидная <i>Egg-shaped</i>	ø Диаметр рабочей части <i>ø Head diameter</i>	6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ <i>APPLICATION</i> - Снятие и коррекция искусственного материала - Подходит для работы в технике моделирования - В подологии - обработка толстого слоя натуральных поврежденных ногтей <i>Correction and removal of artificial material</i> <i>Suitable for working in modeling techniques</i> <i>In podology – treatment of thick layers of damaged natural nails</i>	
	31365	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>		12 мм
	41365	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>		12 мм
Плачевидная (Пламя) <i>Flame</i>	ø Диаметр рабочей части <i>ø Head diameter</i>	5 мм	ПРИМЕНЕНИЕ <i>APPLICATION</i> - Снятие и коррекция искусственного материала - Подходит для работы в технике моделирования - В подологии - обработка толстого слоя натуральных поврежденных ногтей - Работа в труднодоступных местах <i>Correction and removal of artificial material</i> <i>Suitable for working in modeling techniques</i> <i>In podology – treatment of thick layers of damaged natural nails</i> <i>Working in hardly accessible areas</i>	
	21054	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>		13,5 мм
	31054	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>		13,5 мм
	60054	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>		13,5 мм

Tungsten carbide burs Твердосплавные фрезы

"Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE* ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE* ■ МЕЛКАЯ *FINE* ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
 ■ СРЕДНЯЯ *MEDIUM* ■ ГРУБАЯ *COARSE* ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Фрезы для выпиливания <i>Nail-drilling</i>	Ø Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	2,3 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	11180	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 8 мм	- Выпиливание изнаночной стороны свободного края ногтевой пластины при коррекции и моделировании - Удаление затеков и наплывов, коррекция формы - В подологии - для работы в труднодоступных местах - Carving the underside of the free edge of the nail plate during correction and modeling - Removal of excess material and overflows, shape correction - In podology – for working in hardly accesible areas
	21180	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 8 мм	
	31180	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 8 мм	
	50180	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 6 мм	
	73180	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 8 мм	
	22123	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 8 мм	
	32123	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 8 мм	
	21013	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 15 мм	
	31013	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 15 мм	
	60013	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 15 мм	
	73013	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 15 мм	

Nail bits

Фрезы для маникюра

Твердосплавные фрезы

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Кристалл"



"Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ ULTRA-FINE ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ EXTRA-FINE ■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Nail bits

фрезы для маникюра

Фрезы для выпиливания Nail-drilling	Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter	2,3 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	11130 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	- Выпиливание изнаночной стороны свободного края ногтевой пластины при коррекции и моделировании - Удаление затеков и наплывов, коррекция формы - В подологии - для работы в труднодоступных местах - Carving the underside of the free edge of the nail plate during correction and modeling - Removal of excess material and overflows, shape correction - In podology – for working in hardly accesible areas
	21130 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
	23130 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
	31130 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
	31131 Длина рабочей части Head lenght	15 мм	
	41130 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
	50130 Длина рабочей части Head lenght	17 мм	
	60130 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
	73130 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
	21123 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
	23123 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	

Tungsten carbide burs Твердосплавные "Кристалл" "Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE* ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE* ■ МЕЛКАЯ *FINE* ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
 ■ СРЕДНЯЯ *MEDIUM* ■ ГРУБАЯ *COARSE* ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Фрезы для выпиливания <i>Nail-drilling</i>	∅ Диаметр рабочей части <i>∅ Head diameter</i>	2,3 мм	ПРИМЕНЕНИЕ <i>APPLICATION</i>
	31123	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	- Выпиливание изнаночной стороны свободного края ногтевой пластины при коррекции и моделировании - Удаление затеков и наплывов, коррекция формы - В подологии - для работы в труднодоступных местах <i>Carving the underside of the free edge of the nail plate during correction and modeling</i> <i>Removal of excess material and overflows, shape correction</i> <i>In podology – for working in hardly accesible areas</i>
	60123	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	73123	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	11230	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	21230	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	23230	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	31230	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	60230	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	73230	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	21015	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 6,5 мм	
	21021	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 6,5 мм	

Nail bits

Фрезы для маникюра

Твердосплавные фрезы

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Кристалл"


"Kristall" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

□ УЛЬТРАМЕЛКАЯ ULTRA-FINE ■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ EXTRA-FINE ■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Nail bits

фрезы для маникюра

Фрезы для выпиливания Nail-drilling	Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter	2,3 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	21023 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	- Выпиливание изнаночной стороны свободного края ногтевой пластины при коррекции и моделировании - Удаление затеков и наплывов, коррекция формы - В подологии - для работы в труднодоступных местах - Carving the underside of the free edge of the nail plate during correction and modeling - Removal of excess material and overflows, shape correction - In podology – for working in hardly accesible areas
	31023 Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
	21210 Длина рабочей части Head lenght	6,5 мм	
	73210 Длина рабочей части Head lenght	6,5 мм	
	22230 Длина рабочей части Head lenght	8 мм	

Tungsten carbide burs Твердосплавные фрезы

Твердосплавные безопасные Safe tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

■ ЭКСТРАМЕЛКАЯ EXTRA-FINE
 ■ МЕЛКАЯ FINE
 ■ СРЕДНЯЯ MEDIUM

Безопасная "Пламя" "Flame" Safety bit		Длина рабочей части Head length		5 мм		ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION • Замена работы пушером • Поднятие и раскрытие кармана • Бережное очищение пластины от налипшего слоя кожи • Работает как в сухой, так и во влажной технике, после нанесения ремувера • Replaces the work of a pusher • Lifting and opening the pocket • Gentle cleaning of the nail plate from an adhered layer of skin • Works in both dry and wet techniques after applying remover
	№1	Диаметр рабочей части Head diameter	1,4 мм			
		Количество граней Faces quantity	8			
	№2	Диаметр рабочей части Head diameter	1,4 мм			
		Количество граней Faces quantity	6			
	№3	Диаметр рабочей части Head diameter	1,6 мм			
		Количество граней Faces quantity	20			

Nail bits

фрезы для маникюра

Твердосплавные фрезы

Твердосплавные для левшей

Tungsten carbide burs








Left-handed tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

☐ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE*
 ☐ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE*
 ☐ МЕЛКАЯ *FINE*
 ☐ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
☐ СРЕДНЯЯ *MEDIUM*
 ☐ ГРУБАЯ *COARSE*
 ☐ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Nail bits

фрезы для маникюра

Конусная с куполообразным концом (Ёлка) Cone		ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	
	12160L	Длина рабочей части Head lenght	15 мм
		Диаметр рабочей части Head diameter	6 мм
	13160L	Длина рабочей части Head lenght	15 мм
		Диаметр рабочей части Head diameter	6 мм
	14150L	Длина рабочей части Head lenght	13,5 мм
		Диаметр рабочей части Head diameter	5 мм
	14160L	Длина рабочей части Head lenght	15 мм
		Диаметр рабочей части Head diameter	6 мм
Пулевидная (Кукуруза) Bullet			
	12235L	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм
		Диаметр рабочей части Head diameter	5 мм
	12236L	Длина рабочей части Head lenght	14 мм
		Диаметр рабочей части Head diameter	6 мм
	13235L	Длина рабочей части Head lenght	13,5 мм
		Диаметр рабочей части Head diameter	5 мм
	13236L	Длина рабочей части Head lenght	14 мм
		Диаметр рабочей части Head diameter	6 мм
		• Зубья заточены в противоположном направлении, подходит для работы на себе • The teeth are sharpened in the opposite direction, making it suitable for self-use	

Tungsten carbide burs





Твердосплавные для левшей

Твердосплавные фрезы

Left-handed tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

☐ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE*
 ☐ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE*
 ☐ МЕЛКАЯ *FINE*
 ☐ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
☒ СРЕДНЯЯ *MEDIUM*
☐ ГРУБАЯ *COARSE*
☐ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Пулевидная (Кукуруза) <i>Bullet</i>		
	14234L	Длина рабочей части <i>Head length</i> 13.5 мм Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i> 4 мм
	14236L	Длина рабочей части <i>Head length</i> 14 мм Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i> 6 мм
Конус <i>Cone</i>		
	14135L	Длина рабочей части <i>Head length</i> 13 мм Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i> 5 мм
Ёлка (Тайфун для левшей) <i>Cone Typhoon Left-handed</i>	∅ Диаметр рабочей части ∅ <i>Head diameter</i> 6 мм	
	16005L	Длина рабочей части <i>Head length</i> 15 мм
	16006L	Длина рабочей части <i>Head length</i> 15 мм
Кукуруза (Тайфун для левшей) <i>Bullet Typhoon Left-handed</i>	∅ Диаметр рабочей части ∅ <i>Head diameter</i> 5 мм	
	23504L	Длина рабочей части <i>Head length</i> 13,5 мм
	23505L	Длина рабочей части <i>Head length</i> 13,5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Зубья заточены в противоположном направлении, подходит для работы на себе
- The teeth are sharpened in the opposite direction, making it suitable for self-use

Nail bits

Фрезы для маникюра

Твердосплавные фрезы

Твердосплавные для левшей

Tungsten carbide burs

Left-handed tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

☐ УЛЬТРАМЕЛКАЯ *ULTRA-FINE*
 ☐ ЭКСТРАМЕЛКАЯ *EXTRA-FINE*
 ☐ МЕЛКАЯ *FINE*
 ☐ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ *MEDIUM-COMPLEX*
☒ СРЕДНЯЯ *MEDIUM*
 ☐ ГРУБАЯ *COARSE*
 ☐ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ *EXTRA-COARSE*

Кукуруза (Тайфун для левшей) <i>Bullet Typhoon Left-handed</i>	Ø Диаметр рабочей части <i>Ø Head diameter</i> 5 мм	ПРИМЕНЕНИЕ <i>APPLICATION</i>
	23506L Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 13,5 мм	• Зубья заточены в противоположном направлении, подходит для работы на себе • The teeth are sharpened in the opposite direction, making it suitable for self-use

Nail bits

фрезы для маникюра




ТАЙФУН

Твердосплавные фрезы
Tungsten carbide burs

Премиальная линейка "Тайфун":
Инновационные твердосплавные
фрезы с прямо-поперечной нарезкой.
Благодаря уникальной геометрии
насечки, фрезы "Тайфун" обеспечивают
более эффективное и бережное снятие
материала, снижая риск перегрева
и повреждения ногтевой пластины.

*Premium Line "Typhoon": Innovative carbide burs
with straight-cross cuts. Thanks to their unique
notch geometry, "Typhoon" burs provide more
efficient and gentle material removal, reducing
the risk of overheating and nail plate damage.*





Твердосплавные фрезы

Твердосплавные "Тайфун"

Tungsten carbide burs

"Typhoon" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE


Nail bits

фрезы для маникюра

Конусная с куполообразным
концом (Елка "Хильда")
Cone "Hilda"

∅ Диаметр рабочей части
∅ Head diameter


6 мм



16003

Длина рабочей части
Head lenght


15 мм



16004

Длина рабочей части
Head lenght


15 мм



16005

Длина рабочей части
Head lenght


15 мм



16006

Длина рабочей части
Head lenght

15 мм



16007


Длина рабочей части
Head lenght

15 мм

Пулевидная
(Кукуруза "Эдна")
Bullet "Edna"

∅ Диаметр рабочей части
∅ Head diameter


4 мм



23403

Длина рабочей части
Head lenght


13.5 мм



23404

Длина рабочей части
Head lenght

13.5 мм



23405

Длина рабочей части
Head lenght

13.5 мм



23406

Длина рабочей части
Head lenght

13.5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

- Коррекция и снятие искусственного материала
- Подходит для коррекции в технике моделирования
- Correction and removal of artificial material
- Suitable for refining work in modeling techniques

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Тайфун"







Твердосплавные фрезы

"Typhoon" tungsten carbide burs



ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Пулевидная (Кукуруза "Эдна") Bullet "Edna"	Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter		5 мм		ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION - Коррекция и снятие искусственного материала - Подходит для коррекции в технике моделирования - Correction and removal of artificial material - Suitable for refining work in modeling techniques
		23503	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм	
		23504	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм	
		23505	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм	
		23506	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм	
		23507	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм	
Пулевидная (Кукуруза "Эдна") Bullet "Edna"	Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter		6 мм		ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION - Коррекция и снятие искусственного материала - Подходит для коррекции в технике моделирования - Correction and removal of artificial material - Suitable for refining work in modeling techniques
		23603	Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
		23604	Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
		23605	Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
		23606	Длина рабочей части Head lenght	14 мм	
		23607	Длина рабочей части Head lenght	14 мм	

Nail bits

Фрезы для маникюра



Твердосплавные фрезы

Твердосплавные "Тайфун"

Tungsten carbide burs






"Typhoon" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Nail bits

фрезы для маникюра

Пулевидная (Кукуруза "Катрин") <i>Bullet "Katrin"</i>	Ø Диаметр рабочей части <i>Ø Head diameter</i>	6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	13603	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	• Коррекция и снятие искусственного материала • Подходит для коррекции в технике моделирования • Correction and removal of artificial material • Suitable for refining work in modeling techniques
	13604	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	13605	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	13606	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
	13607	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 14 мм	
Конусная с куполообразным концом (Конус "Ирма") <i>Cone "Irma"</i>	Ø Диаметр рабочей части <i>Ø Head diameter</i>	4 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	34003	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 15 мм	• Коррекция и снятие искусственного материала • Подходит для коррекции в технике моделирования • Correction and removal of artificial material • Suitable for refining work in modeling techniques
	34004	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 15 мм	
	34005	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 15 мм	
	34006	Длина рабочей части <i>Head lenght</i> 15 мм	

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Тайфун"









Твердосплавные фрезы

"Typhoon" tungsten carbide burs



ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Конусная с куполообразным концом (Конус "Ирма") Cone "Irma"		Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter		5 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	35003	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм		• Коррекция и снятие искусственного материала • Подходит для коррекции работ в технике моделирования • Correction and removal of artificial material • Suitable for refining work in modeling techniques
	35004	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм		
	35005	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм		
	35006	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм		
	35007	Длина рабочей части Head lenght	13.5 мм		
Конусная с куполообразным концом (Конус "Ирма") Cone "Irma"		Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter		6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION
	36003	Длина рабочей части Head lenght	15 мм		• Коррекция и снятие искусственного материала • Подходит для коррекции работ в технике моделирования • Correction and removal of artificial material • Suitable for refining work in modeling techniques
	36004	Длина рабочей части Head lenght	15 мм		
	36005	Длина рабочей части Head lenght	15 мм		
	36006	Длина рабочей части Head lenght	15 мм		
	36007	Длина рабочей части Head lenght	15 мм		

Nail bits
 фрезы для маникюра



Твердосплавные фрезы

Твердосплавные "Тайфун"

Tungsten carbide burs

"Typhoon" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Для выпиливания "Глория" Nail-drilling "Gloria"	Ø Диаметр рабочей части Ø Head diameter		2.3 mm	ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	
		18004	Длина рабочей части Head lenght		6 mm
		18005	Длина рабочей части Head lenght		6 mm
		13004	Длина рабочей части Head lenght		17 mm
		13005	Длина рабочей части Head lenght		17 mm
				• Выпиливание изнаночной стороны свободного края ногтевой пластины при коррекции и моделировании • Удаление затеков и наплывов, коррекция формы • В подологии - для работы в труднодоступных местах • Carving the underside of the free edge of the nail plate during correction and modeling • Removal of excess material and overflows, shape correction • In podology – for working in hardly accesible areas	


- Выпиливание изнаночной стороны свободного края ногтевой пластины при коррекции и моделировании
- Удаление затеков и наплывов, коррекция формы
- В подологии - для работы в труднодоступных местах
- Carving the underside of the free edge of the nail plate during correction and modeling
- Removal of excess material and overflows, shape correction
- In podology - for working in hardly accessible areas

Nail bits

фрезы для маникюра

 PRO
ТАЙФУН

Твердосплавные фрезы
Tungsten carbide burs



Специально для мастеров подологии мы разработали линейку многозубчатых фрез "Тайфун Про". Эти фрезы прекрасно справляются с решением сложных подологических задач, обеспечивая эффективное и безопасное удаление мозолей, натоптышей и обработки других проблемных участков кожи и ногтевой пластины.

Especially for podiatry professionals, we have developed the "Typhoon Pro" multi-tooth bur line. These burs effectively tackle complex podiatric tasks, ensuring efficient and safe removal of calluses, corns, and treatment of other problem areas on the skin and nail plate.



Твердосплавные фрезы Твердосплавные "Тайфун ПРО"

Tungsten carbide burs "Typhoon PRO" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE


Nail bits

фрезы для маникюра

Конусная
с куполообразным концом
(Ёлка "Хьюго")
Cone "Hugo"

∅ Диаметр рабочей части
∅ Head diameter

6 мм



02160


Длина рабочей части
Head lenght

15 мм

Яйцевидная
(Олива "Фэйт")
Egg-shaped "Faith"

∅ Диаметр рабочей части
∅ Head diameter

6 мм



01365

Длина рабочей части
Head lenght

12 мм



02365

Длина рабочей части
Head lenght

12 мм



03365

Длина рабочей части
Head lenght

12 мм

Пулевидная
(Кукуруза "Винс")
Bullet "Vince"

∅ Диаметр рабочей части
∅ Head diameter

6 мм



01236

Длина рабочей части
Head lenght

14 мм



02236

Длина рабочей части
Head lenght

14 мм



03236

Длина рабочей части
Head lenght

14 мм

ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION

Предназначены для эффективной работы по ногтям и по коже:

- Обработка утолщенных микозных ногтей
- Работа с гиперкератозом
- Работа с ороговелостями
- Обработка краёв трещин

Designed for effective work on nails and skin:

- Treatment of thickened mycotic nails
- Working with hyperkeratosis
- Treatment of calluses
- Processing of crack edges

Tungsten carbide burs

Твердосплавные "Тайфун ПРО"


Твердосплавные фрезы

"Typhoon PRO" tungsten carbide burs



ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
 ■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Цилиндрическая с куполообразным концом (Цилиндр закругленный "Мэтью") <i>Chamfered cylinder "Mathew"</i>		Ø Диаметр рабочей части <i>Ø Head diameter</i>		6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ <i>APPLICATION</i> Предназначены для эффективной работы по ногтям и по коже: • Обработка утолщенных микозных ногтей • Работа с гиперкератозом • Работа с оомозелостями • Обработка краёв трещин • Удаление разрыхленной мозоли <i>Designed for effective work on nails and skin:</i> • Treatment of thickened mycotic nails • Working with hyperkeratosis • Treatment of calluses • Processing of crack edges • Removal of softened corn
	01660	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>	14 мм		
	02660	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>	14 мм		
	03660	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>	14 мм		
Шар (Сфера "Анри") <i>Sphere "Henri"</i>					ПРИМЕНЕНИЕ <i>APPLICATION</i> • Работа со стержневыми мозолям • Работа с межпальцевыми мозолям • Раскрытие трещин • Зачистка микозных ногтей • Working with core corns • Working with interdigital corns • Opening cracks • Cleaning mycotic nails
	02023	Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	2.3 мм		
	02040	Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	4 мм		
	02060	Диаметр рабочей части <i>Head diameter</i>	6 мм		

Nail bits

фрезы для маникюра






Твердосплавные фрезы Твердосплавные "Тайфун ПРО"

Tungsten carbide burs "Typhoon PRO" tungsten carbide burs

ГЛУБИНА НАРЕЗКИ CUT DEPTH:

■ МЕЛКАЯ FINE ■ СРЕДНЕ-СЛОЖНАЯ MEDIUM-COMPLEX
■ СРЕДНЯЯ MEDIUM ■ ГРУБАЯ COARSE ■ ОЧЕНЬ ГРУБАЯ EXTRA-COARSE

Конусная с куполообразным концом (Конус "Митч") <i>Cone "Mitch"</i>	Ø Диаметр рабочей части <i>Ø Head diameter</i>		6 мм	ПРИМЕНЕНИЕ <i>APPLICATION</i> Предназначены для эффективной работы по ногтям и по коже: • Обработка утолщенных микозных ногтей • Работа с гиперкератозом • Работа с оромозолеостями • Обработка краёв трещин <i>Designed for effective work on nails and skin:</i> • <i>Treatment of thickened mycotic nails</i> • <i>Working with hyperkeratosis</i> • <i>Treatment of calluses</i> • <i>Processing of crack edges</i>
	01360	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>	15 мм	
	02360	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>	15 мм	
	03360	Длина рабочей части <i>Head lenght</i>	15 мм	

Nail bits

фрезы для маникюра



КРИСТАЛЛ

КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

 8 800 234-8-567

 8 987 069-85-67

 www.kristallkazan.ru

 info@kristallnails.ru

 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Сеченова, д. 17В

